

## リアルタイム CGM 使用のポイント

- 血糖の測定と血糖値を入力することが必要（1日3～4回）  
校正：挿入後2時間以内、6時間以内、以後は12時間以内（10～15分かかる）
- 不必要なエラー／アラーム音を消します

- 1) iPro2 の機器と同じくまず**センサーを皮膚に挿入**します。
- 2) テープで止める。5分くらい待つ。
- 3) 充電されていることを確認し**トランスミッターを装着**。テープで固定（血糖値表示まで2時間くらいかかります）

## ポンプ（表示装置）の操作

表示が分からなくなったらを押す      グラフにはとで

### センサの設定

アラート消音

### センサの設定

センサ校正      ←      血糖値入力

### センサの設定

センサ接続

を使う。

インターネットから

<http://www.medtronic-dm.jp/620g/>

SAP としてご使用になる方へ

を参照、説明の動画もあります。