

患者様用ログ

氏名:
レコーダのシリアル番号:
SMBGモデル名:
SMBG機器ID

1日目：
最初2回の血糖測定を [] : およ
び [] : に行い、そしてその後午
前0時までに1回以上行います。

2日目以降：
1日最低4回の血糖測定を 血糖測定を行
います(朝食前、昼食前、夕食前、就寝前な
ど)。

最終日:
最低3回 血糖測定を行います。

返却日：
記入済みのログとともにレコーダーを
[] の [] : [] に返却してく
ださい。



The Medtronic logo, featuring a stylized circular emblem with a figure and the word "Medtronic" in a bold, sans-serif font.

メモ: